

CAVASAN®

Wundschwamm



CAVASAN® Wundschwamm

Expandierter Polyurethan (PU) Schwamm
mit retikulierter offener Zellstruktur

- einfach zuschneidbarer Wundfüller
- praktische Größen bis zu 25x20x3 cm
- luft- und flüssigkeitsdurchlässig
- einem Kollaps von Wunden unter Einwirkung von äußerem Druck oder Sog, z. B. bei aktiver Wunddrainage, wird entgegengewirkt
- gleichmäßige Sogverteilung im gesamten Wundbett
- hydrophobe, siebartige Zellstruktur ermöglicht effektive Wundreinigung
- granulationsfördernd durch starken mechanischen Reiz

Produkt Information

CAVASAN® Wundschwamm
ist in drei Größen erhältlich:

- 10x10x3 cm # 98010-012 12er pack
- 20x10x3 cm # 98020-006 6er pack
- 25x20x3 cm # 98025-003 3er pack

- einzeln steril verpackt
- Umverpackung UV-Schutzfolie
- CE I 275 (App. II, Klasse IIb, Reg. 4)
- made in Germany

Vertrieb durch

[velo medizinprodukte gmbh](http://www.velo-medizinprodukte.com)

Lohweg 17
92369 Sengenthal
Germany

Fon +49 9181 261412
Fax +49 9181 261413
Email velo@medizinprodukte.com
Web www.velo-medizinprodukte.com

CAVASAN® und LIGAMED® sind eingetragene Marken
von LIGAMED® medial Produkte GmbH.

© 2009-2015 by JAP:MEDICS LTD.
Alle Rechte vorbehalten.